


# VITAMMY®

SPOT

Elektroniczny termometr bezdotykowy



Model PG-IRT1602







## **INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA**

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją.








## **SPIS TREŚCI**

Główne funkcje	3
Ważne informacje przed użyciem	5
Identyfikacja części	10
Wymiana baterii	11
Instrukcja użycia	13
12 melodyjek dla dzieci	17
Czyszczenie i konserwacja	18
Rozwiązywanie problemów	21
Specyfikacja techniczna	22
Tablice EMC	23
stosowane normy i symbole	26
Utylizacja niepotrzebnego sprzętu przez użytkowników domo- wych w Unii Europejskiej	27
Gwarancja	28
Informacje Kontaktowe	30

## ZASTOSOWANE NORMY I SYMBOLE

SYMBOL	ZNACZENIE
	Ostrzeżenie
	Zakaz
	Zakaz rozkręcania, rozbierania i modyfikacji
	Materiały, z których wykonane jest to urządzenie, można poddać recyklingowi
	Oznaczenie CE 0197 symbolizuje zgodność wyrobu z dyrektywą Unii Europejskiej EC 93/42/EEC MDD
	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami
	Zapoznaj się z instrukcją
	Urządzenie typu BF
	Producent
	Autoryzowany przedstawiciel w Europie
	Temperatury graniczne
<b>IP22</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych palcem</li> <li>ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 12,5 mm i większej</li> <li>ochrona przed padającymi kroplami wody przy wychyleniu obudowy o dowolny kąt do 15° od pionu w każdą stronę</li> </ul>

## WAŻNE INFORMACJE PRZED UŻYCIEM




-  Przed użyciem zapoznaj się z informacjami poniżej. Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek może wpłynąć na dokładność pomiaru lub spowodować uszkodzenie.
-  Nie rozkręcaj, nie naprawiaj ani nie przerabiaj termometru.
-  Po każdym użyciu wyczyść soczewki termometru (czujnik podczerwieni). Po czyszczeniu soczewki odczekaj 10 min. przed kolejnym pomiarem.
-  Nie dotykaj soczewki palcami.
-  Przeprowadź 3 pomiary. Jeśli wyniki są różne, najwyższy wynik należy uznać za prawidłowy.
-  Między kolejnymi pomiarami odczekaj minimum 30 sekund. Jeśli pomiary wykonywane są zbyt szybko, mogą pojawić się różnice w wynikach – należy wtedy wyznaczyć i wziąć pod uwagę średnią temperaturę.
-  Nie wystawiaj termometru na działanie wyso-

kich temperatur, dużej wilgotności oraz bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

- ⚠ Uważaj, aby termometr nie był narażony na wstrząsy, upuszczenie.
- 📖 Co najmniej 30 minut przed pomiarem pacjent i termometr powinni znajdować się w temperaturze pokojowej.
- ⚠ Nie wykonuj pomiaru w ciągu 30 minut od ukończenia ćwiczeń, kąpieli lub powrotu z dworu do domu.
- 📖 Zużyte baterie zutylizuj zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 📖 Używaj termometru zgodnie z jego przeznaczeniem.
- 📖 Podczas pomiaru ostrożnie trzymaj termometr, aby go nie upuścić.
- 📖 Nie istnieją bezwzględne normy temperatury ciała. Przechowuj wiarygodne wyniki pomiarów temperatury ciała, które będą mogły służyć jako punkt odniesienia w diagnozowaniu

# VITAMMY® SPOT

gorączki.

-  Pomiar temperatury ciała jest jedynie wartością orientacyjną. Wyniki skonsultuj z lekarzem, który wdroży odpowiednie leczenie.
-  Ten termometr nie może być używany do diagnozowania choroby ani do pomiaru temperatury w trakcie operacji.
-  Dzieci poniżej 12 roku życia powinny korzystać z tego termometru pod nadzorem dorosłych.

## WPROWADZENIE I GŁÓWNE FUNKCJE


Dzięki wykorzystaniu technologii podczerwieni niniejszy termometr wykonuje natychmiastowy pomiar temperatury na podstawie ciepła wytwarzanego przez powierzchnię skóry czoła lub przez inne przedmioty.

### GŁÓWNE FUNKCJE


1. **Mierzy temperaturę ciała i obiektów.**
2. **Duży ekran z podświetleniem w trzech kolorach.**
3. **Natychmiastowy pomiar w ciągu 1 s.**

4. **Duża dokładność 0,2 °C.**
5. **Pomiar z odległości: 3-5 cm.**
6. **Pamięć 9 pomiarów.**
7. **Tryb CICHY.**
8. **Możliwość wyboru skali temperatury - °C/°F.**
9. **Automatyczne wyłączenie po 30 sekundach.**
10. **Wskaźnik zużycia baterii.**

## OPIS URZĄDZENIA




## OPIS WYŚCIWETLACZA LCD




## WYMIANA BATERII

Wymiana baterii jest konieczna kiedy na ekranie pojawia się ikona niskiego poziomu baterii i napis LO, lub kiedy ekran nie włącza się po naciśnięciu przycisku ON/OFF.




1. Delikatnie naciśnij osłonę baterii.
2. Ostrożnie wyjmij zużyte baterie i zutylizuj je zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Włóż dwie nowe baterie (alkaliczne 1,5V AAA) zgodnie z polaryzacją.
4. Załóż przykrywkę przegródki.






## UWAGA

- ⚠ Baterie trzymaj w miejscu niedostępnym dla dzieci; z dala od źródła ciepła.
- ⚠ Jeżeli aspirator nie będzie używany przez dłuższy czas, zaleca się wyjęcie baterii.
- ⚠ Baterie zutylizuj zgodnie zobowiązującymi przepisami. 
- ⚠ Nie wyrzucaj baterii razem z innymi odpadami.

## INSTRUKCJA UŻYCIA


### WYBÓR JEDNOSTKI POMIARU

Niniejszy termometr może wskazywać wyniki pomiaru w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita.

 Aby zmienić jednostkę pomiarową naciśnij i przytrzymaj przez 6 sekund przycisk MEM kiedy termometr jest wyłączony. Jednostka zmieni się odpowiednio na stopnie Celsjusza lub Fahrenheita. Na ekranie pojawi się odpowiednio °C lub °F. Poczekaaj 8 sekund, aż termometr włączy się sam, albo przyciśnij przycisk ON/OFF, żeby włączyć termometr od razu.


### DŹWIĘKI


Możesz dostosować termometr do swoich potrzeb włączając lub wyłączając wydawane przez niego dźwięki.



 Aby włączyć lub wyłączyć dźwięki wydawane przez termometr, naciśnij i przytrzymaj przycisk MEM przez 6 sekund kiedy termometr jest włączony. Na ekranie pojawi się stosowna ikona.

## PAMIĘĆ

Termometr zapisuje w pamięci 9 kolejnych wyników pomiaru.

-  Aby odczytać wyniki z pamięci urządzenia, naciśnij przycisk MEM kiedy termometr jest wyłączony. Na ekranie pojawi się cyfra oznaczająca pozycję w pamięci, a następnie wynik pomiaru.



-  Aby przejść do kolejnych wyników naciskaj przycisk MEM.
-  Po 30 sekundach bezczynności, termometr wyłączy się automatycznie.

## PODŚWIETLENIE WYŚWIETLACZA LCD

Ekran termometru podświetla się 3 kolorami stosownie do wyniku pomiaru:

**Czerwony** + LO – wynik poniżej 34°C.

**Zielony** – wynik między 34°C a 37,2°C – norma.

# VITAMMY® SPOT


**Pomarańczowy** – wynik między 37,2°C a 38,2°C – stan podgorączkowy.


**Czerwoy + HI** – wynik powyżej 38,2°C – gorączka.

△ Nie istnieją bezwzględne normy temperatury ciała. Temperatura ciała zależy od indywidualnych predyspozycji, wieku, płci, cyklu owulacyjnego, pory dnia, pory roku, sposobu żywienia, poziomu stresu, wysiłku, nadmiernej potliwości, stanu osłabienia organizmu, itp.


△ W razie wątpliwości uzyskane wyniki pomiarów i stan zdrowia pacjenta skonsultuj z lekarzem.

## POMIAR TEMPERATURY NA CZOLE

1. Naciśnij przycisk ON/OFF aby włączyć termometr. Na wyświetlaczu pojawi się wynik ostatniego pomiaru.
2. Ustaw termometr czujnikiem w stronę środka czoła w odległości od 3 do 5 cm.
3. Naciśnij przycisk  by rozpocząć pomiar. Trzymaj termometr nieruchomo aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.


 Jeśli wcześniej dźwięki zostały wyłączone, nie usłyszysz sygnału dźwiękowego.


4. Na ekranie pojawi się wynik.




## POMIAR TEMPERATURY PRZEDMIOTÓW

1. Gdy termometr jest wyłączony naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 6 sekund, aby przejść w tryb pomiaru temperatury przedmiotów.

2. Naciśnij przycisk  by rozpocząć pomiar. Trzymaj termometr nieruchomo aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.



 Jeśli wcześniej dźwięki zostały wyłączone, nie usłyszysz sygnału dźwiękowego.

3. Na ekranie pojawi się wynik.








## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

### CZUJNIK:

-  Czujnik delikatnie wyczyść wacikiem nasączonym alkoholem.
-  Do czyszczenia czujnika nie używaj wody.

### TERMOMETR:

-  Termometr wyczyść miękką, suchą ściereczką.
-  Do czyszczenia termometru nie używaj wody; nie zanurzaj go w wodzie.
-  Zaleca się wycieranie urządzenia miękką szmatką i utrzymywanie urządzenia w czystości.
-  Nie wystawiaj urządzenia na działanie wilgoci, wysokich temperatur i bezpośrednich promieni słonecznych.
-  Urządzenie należy chronić przed uderzeniami i wstrząsami.

## ZNACZENIE BŁĘDÓW NA WYŚWIETLACZU

KOMUNIKAT	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
H I	Wynik pomiaru jest wyższy niż: dla ciała +43°C dla przedmiotów +93,2°C	Wykonuj pomiar tylko w zakresie temperatur określonym w niniejszej instrukcji.
L 0	Wynik pomiaru jest niższy niż: dla ciała +34°C dla przedmiotów 0°C	Jeśli trzeba, wyczyść końcówkę czujnika. Jeśli błąd się powtarza, skontaktuj się z serwisem.
Er.H	Temperatura otoczenia wynosi więcej niż +40°C	Używaj termometru tylko w określonym zakresie warunków użytkowania.
Er.L	Temperatura otoczenia wynosi mniej niż +10°C	
Er.r	Temperatura otoczenia zmienia się gwałtownie w trakcie pomiaru	Zapewnij stałą temperaturę otoczenia w zakresie +10°C ~ +40°Ci poczekaj 30 minut do następnego pomiaru.

**ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW**

<b>OBJAW</b>	<b>MOŻLIWA PRZYCZYNA</b>	<b>ROZWIĄZANIE</b>
Termometr nie włącza się	Nie ma baterii, lub są wyczerpane	Zainstaluj 2 nowe baterie alkaliczne 1,5V AAA
	Baterie są zainstalowane niezgodnie z polaryzacją	Zainstaluj baterie zgodnie z polaryzacją wskazaną wewnątrz przegrody na baterie
Wynik pomiaru jest za niski	Termometr nie jest poprawnie ustawiony względem czoła	Ustaw termometr poprawnie względem czoła, zgodnie z instrukcją
	Czujnik jest zabrudzony	Wyczyść czujnik zgodnie z instrukcją i ponów pomiar
Duże różnice w wynikach pomiarów wykonanych szybko po sobie	Zbyt częste pomiary	Zachowaj przerwę minimum 10 sekund między kolejnymi pomiarami



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymiary	34 x 160 x 50 mm
Waga	ok. 68 g (bez baterii)
Zakres pomiaru	Temperatura ciała: +34°C ~ +43°C Temperatura przedmiotu: 0°C ~ +93,2°C
Rozdzielczość	0,1°C
Dokładność	W zakresie: +35°C ~ +42°C: ±0,2°C Poza tym zakresem: ± 0,3°C
Warunki użytkowania	Temperatura otoczenia +10°C ~ +40°C
	Wilgotność względna do 15% ~ 93%
	Ciśnienie atmosferyczne 70 ~ 106 kPa
Warunki przechowywania	Temperatura otoczenia -25°C ~ +55°C
	Wilgotność względna 0% ~ 93%
	Ciśnienie atmosferyczne 50 ~ 106 kPa
Zasilanie	2 baterie alkaliczne 1,5V AAA
Czas pracy na bateriach	ok. 90 minut w zależności od rodzaju i marki użytych baterii
Wyświetlacz	LCD z podświetleniem w 3 kolorach
Pamięć	9 wyników


## TABLICE EMC

<b>WSKAZÓWKI I DEKLARACJA PRODUCENTA - EMISJE ELEKTROMAGNETYCZNE</b>		
Elektroniczny termometr bezdotykowy VITAMMY SPOT PG-IRT1602 jest przeznaczony do stosowania w opisanym poniżej środowisku elektromagnetycznym. Klient lub użytkownik termometru powinien upewnić się, że jest on stosowany w takim środowisku.		
<b>TEST EMISJI</b>	<b>ZGODNOŚĆ</b>	<b>WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OTOCZENIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO</b>
Emisja RF CISPR 11	Grupa 1	Model PG-IRT1602 korzysta z energii RF tylko do funkcji wewnętrznych. Dlatego też emisje RF są bardzo niskie i nie powinny zakłócać pracy pobliskich urządzeń elektrycznych.
Emisja RF CISPR 11	Klasa B	Model PG-IRT1602 jest odpowiedni do stosowania we wszystkich miejscach o charakterze mieszkalnym, w tym tych podłączonych do publicznej sieci zasilania niskim napięciem budynków mieszkalnych.
Emisje harmoniczne IEC 61000-3-2	Nie dotyczy	
Wahania napięcia IEC 61000-3-3		

<b>WSKAZÓWKI I DEKLARACJA PRODUCENTA - ODPORNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA</b>			
Elektroniczny termometr bezdotykowy VITAMMY SPOT PG-IRT1602 jest przeznaczony do stosowania w opisanym poniżej środowisku elektromagnetycznym. Klient lub użytkownik termometru powinien upewnić się, że jest on stosowany w takim środowisku.			
<b>TEST ODPORNOŚCI</b>	<b>POZIOM TESTOWY IEC 60601</b>	<b>POZIOM ZGODNOŚCI</b>	<b>WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OTOCZENIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO</b>
Wylądowanie elektrostatyczne IEC 61000-4-2	$\pm 8\text{kV}$ styk  $\pm 15\text{kV}$ powietrze	$\pm 8\text{kV}$ styk  $\pm 15\text{kV}$ powietrze	Podłogi powinny być drewniane, betonowe lub wykonane z płytek ceramicznych. Jeśli podłogi pokryte są materiałem syntetycznym, wilgotność względna powinna wynosić przynajmniej 30%.
Pole magnetyczne zasilania o częstotliwości (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	3 A/m 50/60 Hz	3 A/m 50/60 Hz	Poziom pól magnetycznych źródeł zasilania powinien mieścić się w granicach obowiązujących dla typowych instalacji handlowych lub szpitalnych.

**WSKAZÓWKI I DEKLARACJA PRODUCENTA – ODPORNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA**

Elektroniczny termometr bezdotykowy VITAMMY SPOT PG-IRT1602 jest przeznaczony do stosowania w opisanym poniżej środowisku elektromagnetycznym. Klient lub użytkownik termometru powinien upewnić się, że jest on stosowany w takim środowisku.

TEST ODPORNOŚCI	POZIOM TESTOWY IEC 60601	POZIOM ZGODNOŚCI	SKAZÓWKI DOTYCZĄCE OTOCZENIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO
Emitowany sygnał o częstotliwości radiowej IEC 61000-4-6	3 V/m 150kHz do 80 MHz poza pasmem ISM	Nie dotyczy	Przenośne i ruchome środki łączności radiowej powinny być używane w odległości od jakichkolwiek elementów urządzenia łącznie z jego przewodami, która jest nie mniejsza niż odległość zalecana, obliczona z równania częstotliwości nadajnika. Zalecana odległość: $d=1,2\sqrt{P}$ $d=1,2\sqrt{P}$ 80MHz do 800MHz $d=2,3\sqrt{P}$ 800MHz do 2,7GHz gdzie P jest maksymalną mocą znamionową nadajnika w watach (W) zgodnie z danymi producenta, a d jest zalecaną odległością w metrach (m). Natężenia pól pochodzących od stałych nadajników RF, jak określono w pomiarach pól elektromagnetycznych w terenie, a powinny być niższe niż poziom zgodności dla każdego zakresu częstotliwości b. Zakłócenia mogą pojawiać się w pobliżu urządzeń oznaczonych następującym symbolem: 
Emitowany sygnał o częstotliwości radiowej IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz do 2,7 GHz	10 V/m	

Uwaga 1: Przy 80 MHz i 800 MHz stosuje się wyższy zakres częstotliwości.

Uwaga 2: Wskazówki te nie muszą stosować się do każdej sytuacji. Na rozchodzenie się fal elektromagnetycznych ma wpływ absorpcja i odbicia od różnych struktur, przedmiotów i ludzi.

a. Natężenia pól pochodzących od znajdujących się w pobliżu nadajników stałych, takich jak nadajniki bazowe telefonów wykorzystujących łączność bezprzewodową (komórkowych, bezprzewodowych), radiotelefonów, przenośnych amatorskich nadajników radiowych, nadajników AM, FM i telewizyjnych, nie można wyliczyć teoretycznie z odpowiednią dokładnością. W celu dokonania oceny środowiska elektromagnetycznego wytworzonego przez nadajniki radiowe należy rozważyć przeprowadzenie pomiarów elektromagnetycznych w terenie. Jeśli zmierzone w terenie natężenie pola w okolicy urządzenia przewyższa dopuszczalny poziom zgodności dot. częstotliwości radiowej, należy prowadzić obserwację, aby potwierdzić, że urządzenie działa poprawnie.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania mogą być konieczne inne działania zaradcze, jak np. odwrócenie urządzenia w inną stronę lub przestawienie w inne miejsce.

b. Dla zakresu częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz natężenie pola powinno być niższe niż 3 V/m.

**UTYLIZACJA NIEPOTRZEBNEGO SPRZĘTU PRZEZ  
UŻYTKOWNIKÓW DOMOWYCH W UNII EURO-  
PEJSKIEJ**

Obecność tego symbolu na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że nie można pozbyć się tego produktu w taki sam sposób, jak odpadów z gospodarstw domowych. W związku z tym jesteście Państwo odpowiedzialni za utylizację zużytego sprzętu i jesteście zobowiązani dostarczyć go do autoryzowanego punktu recyklingu niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sortowanie, usuwanie i recykling zużytego sprzętu przyczyni się do ochrony zasobów naturalnych i zapewnia, że recykling odbywa się według zasad poszanowania zdrowia ludzkiego i środowiska. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów zbiórki zużytego sprzętu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami bądź z lokalnym punktem utylizacji odpadów domowych.

## GWARANCJA

<b>URZĄDZENIE</b>	VITAMMY SPOT (PG-IRT1602)
<b>GWARANT</b>	Novamed Sp. z o.o. ul. Traktorowa 143, 91-203 Łódź
<b>WSPARCIE TECHNICZNE</b>	Infolinia – tel. 887 11 00 66 e-mail: pomoc@novamed.pl
<b>GWARANCJA</b>	Gwarant zapewnia Nabywcę, że urządzenie VITAMMY, którego dotyczy niniejsza gwarancja, zostało zaprojektowane i wyprodukowane w oparciu o wysokie standardy jakości oraz o dobrej jakości urządzenia, brak wad materiałowych i produkcyjnych, które mogłyby zakłócać jego prawidłowe działanie. W przypadku wad, uszkodzeń i usterek ujawnionych w okresie niniejszej gwarancji Gwarant bezpłatnie naprawi lub wymieni urządzenie na nowe bezpłatnie w możliwie krótkim terminie nie przekraczającym <b>14 dni</b> .
<b>TYP GWARANCJI</b>	Niniejsza gwarancja zakłada, że reklamowany sprzęt będzie dostarczony do serwisu na koszt Nabywcy, bezpłatnie naprawiony oraz bezpłatnie dostarczony z powrotem do Nabywcy.
<b>OKRES GWARANCJI</b>	24 miesięcy na urządzenie Bez gwarancji na części i akcesoria ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania: baterie
<b>BIEG OKRESU GWARANCJI</b>	Gwarancja jest ważna od dnia zakupu potwierdzonego dowodem zakupu, który należy dołączyć do karty gwarancyjnej.
<b>OBZAR BOWIĄZYWANIA GWARANCJI</b>	Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
<b>POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA USTERKI</b>	Aby skorzystać z gwarancji, w ciągu w ciągu 14 dni od chwili ujawnienia wady, należy skontaktować się z infolinią pomocy i wsparcia technicznego w celu uzyskania pomocy i w razie konieczności uruchomienia procedury reklamacji. W ramach procedury reklamacyjnej reklamowany sprzęt należy wysłać na adres serwisu, dołączając niniejszą kartę gwarancyjną i dowód zakupu.
<b>WARUNKI WAŻNOŚCI GWARANCJI</b>	W celu zachowania ważności gwarancji razem z reklamowanym urządzeniem należy dostarczyć niniejszą kartę gwarancyjną (poprawnie wypełnioną i podpisaną) oraz dowód zakupu zawierający datę zakupu wraz z nazwą zakupionego urządzenia.

<b>OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA GWARANCJI</b>	Gwarancja nie przewiduje żadnej rekompensaty za szkody pośrednie lub bezpośrednie, wyrządzone osobom bądź urządzeniom, gdy urządzenie nie działało lub znajdowało się w serwisie.	
	Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń sprzętu oraz wad i uszkodzeń wynikłych na skutek: <ul style="list-style-type: none"> <li>• niewłaściwego (niezgodnego z przeznaczeniem) lub w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania</li> <li>• niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją przechowywania i konserwacji (np. użycia niewłaściwych środków czyszczących) oraz użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych</li> <li>• ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych</li> <li>• przyczyn natury zewnętrznej (zjawisk atmosferycznych, przepięcia w sieci energetycznej, niewłaściwego zasilania, itp.)</li> </ul>	
	Gwarancja nie obejmuje niesprawności produktu z powodu zmiany właściwości (obniżenia jakości) elementów, które ulegają naturalnemu zużyciu.	
	Naprawami gwarancyjnymi nie są czynności związane z konserwacją i czyszczeniem urządzenia opisane w Instrukcji obsługi.	
<b>PIECZĘĆ I PODPIS SPRZEDAWCY</b>	Data	Podpis klienta



**INFORMACJE KONTAKTOWE**

**PRODUCENT:**

 **Shenzhen Pango Electronic Co., Ltd.**

No.25 1st Industry Zone, Fenghuang Road, Xikeng Village, Henggang Town, Longgang District, Shenzhen, Guangdong Province, China

**AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL W UNII EUROPEJSKIEJ:**

 **Lotus Global Co., Ltd.**

Address: 1 Four Seasons Terrace West Drayton,  
Middlesex London, UB7 9GG United Kingdom

**DYSTRYBUTOR:**

 **novamed®**

**Novamed Sp. z o.o.**

ul. Traktorowa 143

91-203 Łódź

Poland

Infolinia pomocy i wsparcia technicznego: 887 11 00 66

Wyprodukowano w Chinach / Made in China

Produkt posiada certyfikat CE

